

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH HÓA CHẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG

Địa chỉ: 31-33 Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

1. Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm	Quy cách	Nhà Sản Xuất
348 Cal-Pack (CD-104227D)	4 x 370 ml/hộp + 4 x 90 ml/hộp	Diamond Diagnostics Inc, Mỹ

2. Hướng dẫn sử dụng:

Buffer Pack là dung dịch đệm có chứa buffer 6.8, buffer 7.3 và chất bảo quản, dùng để hiệu chuẩn cho điện cực Na^+ , K^+ , Cl^+ , Ca^{++} , pH và hematocrit dùng cho máy xét nghiệm khí máu Rapidlab 348.

Lắp vào vị trí buffer sử dụng trên máy.

3. Thận trọng khi sử dụng:

Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn.

Không sử dụng cho mục đích khác ngoài dùng cho máy xét nghiệm khí máu

Nên mang găng tay, khẩu trang khi thực hiện. Nếu dính vào da cần rửa sạch với nước.

Nếu tiếp xúc với mắt, ngay lập tức hãy rửa mắt với thật nhiều nước sạch hoặc rửa mắt

Trong trường hợp tình cờ nuốt phải, ngay lập tức hãy liên hệ với bác sỹ.

Kiểm tra thiết bị sử dụng thường xuyên theo quy định.

Các quy định bảo hộ, điều kiện xử lý chất thải cần được thực hiện theo các điều luật tại cơ sở.

4. Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ: 18-25°C. Thời hạn sử dụng được ghi trên hộp hóa chất.

Nên sử dụng thuốc thử như hướng dẫn của Nhà Sản Xuất.

Đại diện hợp pháp của cơ sở
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
MAI ĐÔNG
Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC
KS. ĐẶNG NGỌC ĐẠM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH HÓA CHẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG

Địa chỉ: 31-33 Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

1. Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm	Quy cách	Nhà Sản Xuất
248 Cal-Pack (CD-473496D)	4 x 370 ml/hộp + 4 x 90 ml/hộp	Diamond Diagnostics Inc, Mỹ

2. Hướng dẫn sử dụng:

Buffer Pack là dung dịch đệm có chứa buffer 6.8, buffer 7.3 và chất bảo quản, dùng để hiệu chuẩn cho điện cực Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, pH và hematocrit dùng cho máy xét nghiệm khí máu Rapidlab 248.

Lắp vào vị trí buffer sử dụng trên máy.

3. Thận trọng khi sử dụng:

Không sử dụng thuốc thử đã quá hạn.

Không sử dụng cho mục đích khác ngoài dùng cho máy xét nghiệm khí máu

Nên mang găng tay, khẩu trang khi thực hiện. Nếu dính vào da cần rửa sạch với nước.

Nếu tiếp xúc với mắt, ngay lập tức hãy rửa mắt với thật nhiều nước sạch hoặc rửa mắt

Trong trường hợp tình cờ nuốt phải, ngay lập tức hãy liên hệ với bác sỹ.

Kiểm tra thiết bị sử dụng thường xuyên theo quy định.

Các quy định bảo hộ, điều kiện xử lý chất thải cần được thực hiện theo các điều luật tại cơ sở.

4. Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ: 18-25°C. Thời hạn sử dụng được ghi trên hộp hóa chất.

Nên sử dụng thuốc thử như hướng dẫn của Nhà Sản Xuất.

**GIÁM ĐỐC****KS. ĐẶNG NGỌC ĐAM**