

**BỘ Y TẾ  
VIỆN TRANG THIẾT BỊ  
VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM**

Số: 19122 /VTTB-ĐGSPH

**Cơ quan yêu cầu:** Công ty Cổ phần Vật tư y tế Đức Minh

**Địa chỉ:** B32-TT7 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Tên sản phẩm:** Áo choàng y tế

**Model:** LV2

**Đơn vị sản xuất:** Công ty Cổ phần Vật tư y tế Đức Minh

**Địa chỉ xưởng sản xuất:** Thôn Vân Đồng, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Người thử nghiệm:** Lê Đức Hà

**Phương pháp thử nghiệm:** Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa  
chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 ban hành tại Quyết định số  
1616/QĐ-BYT ngày 8/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

**Kết luận:** Áo choàng đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 2.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022



**TS. Lê Thanh Hải**

Địa chỉ: 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội \* Điện thoại: (024) 62925544 - 3 8523065 - 3 8521248

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Áo phẫu thuật			
1.1	Yêu cầu chung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm.</li> <li>- Dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng.</li> <li>- Không dị ứng cho người mặc. Bề mặt sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ, viền chắc chắn, kín khít, không lỗi ngoại quan.</li> </ul>	X	
1.2	Kiểu dáng, kích thước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo thiết kế của từng khung chiều cao, cân nặng.</li> </ul>	X	
1.3	Hiệu suất rào cản chất lỏng của áo, quần, mũ liền bộ theo các khu vực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp độ 1: Chống nước theo AATCC 42.</li> <li>- Cấp độ 2: Chống nước theo AATCC 42 và AATCC 127.</li> <li>- Cấp độ 3: Chống nước theo AATCC 42 và AATCC 127 (đặt các mức thử cao hơn so với cấp 2).</li> <li>- Cấp độ 4: Đạt cấp độ 3 và phép thử ngăn chặn sự xâm nhập theo ASTM F1671.</li> </ul>		
	Khu vực A (Mặt trước)	Cấp độ 2	X	
	Khu vực B (Tay áo)	Cấp độ 2	X	

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần Vật tư y tế Đức Minh cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế ngày 05/04/2022.

- Kết luận: Đạt cấp độ 2.

**SOÁT XÉT**



**Hà Quang Thanh**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI THỬ NGHIỆM**



**Lê Đức Hà**