

Mẫu nhãn lưu hành TTBYT tại Việt Nam

Tên sản phẩm: **ÁO CHOÀNG Y TẾ**

MODEL: **LV2**

Số seri:

Số lưu hành: **TƯ Y TẾ**

Số lô: **XXXXXXXX**

Xuất xứ: **Việt Nam**

Quy cách đóng gói: **1 cái / gói**

Cấu tạo:

- Bộ áo choàng được sản xuất từ vải SMS/PPE, chống bám dính, không thấm dính kèm dây thun, dây chun, xé dán, dây kéo, bo tay thun (tùy yêu cầu)
- Các đường may đều, kín, cẩn thận
- Có khóa kéo hoặc không có khóa kéo

Công dụng:

- Sản phẩm được sử dụng để vệ người sử dụng khỏi sự xâm nhập của bụi, bẩn, vi khuẩn, vi rút,...
- Sản phẩm được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế,...

Cách sử dụng:

- Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi sử dụng;
- Xé bao nilon, cởi khóa trước ngực, mặc bộ áo choàng;
- Sản phẩm sử dụng 1 lần;
- Sau khi dùng xong, tháo bộ đồ, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ ngay vào thùng chất thải;
- Lưu ý chọn kích cỡ phù hợp với người sử dụng;
- Vệ sinh tay sau khi tháo bỏ áo choàng

Cảnh báo:

- Không nên lựa chọn bộ đồ quá rộng hoặc quá chật
- Sử dụng an toàn khi bao gói không bị hở hoặc rách và còn hạn sử dụng
- Không sử dụng sản phẩm với mục đích khác

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

Ngày sản xuất: **Hạn sử dụng:** 03 năm kể từ ngày sản xuất.

Cơ sở chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Địa chỉ: **B32 - TT7 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội**

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Địa chỉ: **Thôn Vân Đồng, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội**