

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL3220300234-2

Trang/ Page No: 1/2

- Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SAO MAI
- Địa chỉ/ Client's Address : Km4, đường Hùng Vương, P. Phú Khánh, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : 17/03/2022
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of Performance of Test : 17/03/2022
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 22/03/2022
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : Dung dịch Natri Clorid 0.9%
Số lô 010322
NSX 15/03/2022
HD 15/03/2025
- Mô tả mẫu/ Sample Description : Dung dịch Natri Clorid 0.9% đóng trong chai nhựa 1000ml có nắp kín
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Tinh chất / Tinh chất	Dạng lỏng, trong, đồng nhất, không có tạp chất lạ	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
2	Thể tích / Volume	960	mL	-	TS-KT-HCB-201:2020
3	pH / pH	6.36	-	-	TS-KT-HCB-040:2019
4	Định tính natri / Qualitative of sodium	Có phản ứng đặc trưng của sodium	-	-	Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 8
5	Định tính clorua / Qualitative of chloride	Có phản ứng đặc trưng của chloride	-	-	Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 8
6	NaCl / NaCl	0.843	g/100mL	-	Dược điển Việt Nam V
7	Asen (As) / Arsenic (As)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	TS-KT-QP-06:2019
8	Thủy ngân (Hg) / Mercury (Hg)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	TS-KT-QP-06:2019
9	Chì (Pb) / Lead (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	TS-KT-QP-06:2019
10	Coliforms / Coliforms	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	Ref. TCVN 6848:2007



TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề Shophouse D1 tại Khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi/ Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL3220300234-2

Trang/ Page No: 2/2

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
11	Escherichia coli / Escherichia coli	Không phát hiện/ Not Detected	/mL	-	Được Điện VN V - phụ lục 13.6
12	Pseudomonas aeruginosa / Pseudomonas aeruginosa	Không phát hiện/ Not Detected	/0.1 mL	-	Được điện VN V phụ lục 13.6
13	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) / Spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia)	Không phát hiện/ Not Detected	/mL	-	Được điện VN V phụ lục 13.6
14	Streptococci faecal / Streptococci faecal	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	Ref. TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000)

Chú thích/ Remarks:

- 1.(*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- 2.(**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- 3.LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
 TECHNICAL MANAGER

NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
 DIRECTOR



NGUYỄN MINH NHỰT

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề Shophouse D1 tại Khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

TS-TTCL-7.8/BM-04

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi/ Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.