



CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÁT

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MẪU NHÃN DỤ KIẾN CỬA SẢN PHẨM:

Bơm tiêm cản từ (chưa có thuốc, không kim)

Bơm tiêm cản từ (chưa có thuốc, không kim)

Chủng loại/mã sản phẩm: SSQK 65/115VS

Số công bố:

Công dụng: Bơm tiêm cản từ (chưa có thuốc, không kim) sử dụng cho Hệ thống Bơm tiêm thuốc cản từ MEDRAD® Spectris Solaris EP MR Injection System để tiêm chất cản từ vào cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng: Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Cảnh báo và phòng ngừa: Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản: Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.

NSX, HSD, LOT: Xem trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ:

Hãng sản xuất: Bayer Medical Care Inc.

Địa chỉ: 1 Bayer Drive Indianola Pennsylvania 15051-0780 USA


Hãng chủ sở hữu: Bayer Medical Care B.V.

Địa chỉ: Avenue Ceramique 27, 6221 KV Maastricht, The Netherlands

Chủ sở hữu số công bố: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÁT

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024.3623 1308



Disposable MRI Kit for 65/115 MR Injector System

Kit IRM jetable pour système d'injection IRM 65/115

Contents: 1 - 65mL Qwik-Fit Syringe for Contrast Media, 1 - 115mL Qwik-Fit Syringe for Saline, 1 - Small Spike for Contrast, 1 - Large Spike for Saline, 1 - 96" Low Pressure Connector Tube for 65/115 MR Injector System

Contenu : 1 - Seringue Qwik-Fit de 65 ml pour produit de contraste, 1 - Seringue Qwik-Fit de 115 ml pour sérum physiologique, 1 - Petit microperforateur pour produit de contraste, 1 - Grand microperforateur pour sérum physiologique, 1 - Raccord basse pression de 243,8 cm pour système d'injection IRM 65/115

REF Catalog Number: Référence catalogue: **SSQK 65/115VS**



Non-pyrogenic fluid path.
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.
DO NOT EXCEED 350psi. (2410kPa)
Attention : Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte.
NE PAS DÉPASSER 350 psi. (2410 kPa)



Single use only. Usage unique strict

STERILE

R Sterilized using Irradiation. Stérilisé par irradiation

**NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX**

Not made with Natural Rubber Latex.
N'est pas fabriqué à partir de latex
de caoutchouc naturel




Date of
Manufacture/
Sterilization
Date de
fabrication/
stérilisation

8411063



Lot Number
Numéro de lot



(01)00616258005423
(11)190520
(17)240520
(10)8411063



Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Rx Only. Refer to warnings and cautions on instruction sheet.
Uniquement sur ordonnance. Reportez-vous aux avertissements
et aux mises en garde figurant dans le mode d'emploi.

Assembled in USA Assemblé aux États-Unis

Patent Information:
Information sur les brevets:
www.rapatents.bayer.com

Bayer



DN-228286 Rev. C



(01)0 0616258 00542 3

5

