



MẪU NHÃN

Tên sản phẩm: Đĩa nuôi cấy 60 mm

Chủng loại/mã sản phẩm: Culture Dish 60 mm

Số đăng ký lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại AT&T

Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hãng, nước sản xuất: HertART ApS, Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách đóng gói: 540 chiếc/hộp – 10 chiếc/túi – 54 túi/hộp.

Công dụng: Sử dụng để lấy trứng, thụ tinh và nuôi cấy (trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản con người).

Cách sử dụng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Cảnh báo: Không có

Bảo quản: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng: Xem trên nhãn chính của sản phẩm.

Nhà nhập khẩu và phân phối:

Công ty TNHH Thương mại AT&T

Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Culture Dish 60 mm

540 pcs

For in vitro fertilization.

STERILE Sterilized using irradiation, SAL 10⁻⁶, MEA (1-cell, expanded blastocysts within 96 hours) ≥ 80%. Endotoxin ≤ 0.25 EU/device.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Do not use if package is damaged. Store at +2 to +30°C.

REF 16002
Catalog number

Do not re-use.

LOT XXXXXX
Batch code

MM YYYY-MM-DD
Date of manufacture

Use by YYYY-MM-DD

For contact

Americas

Tel: + 1-866-848 7687
support.us.fertility@vitrolife.com

Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa

Tel: +46-31-721 60 20
support.fertility@vitrolife.com

HertART ApS, Gustaf Werners gata 2, SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden (visiting address), Box 9080, SE-400 92 Göteborg, Sweden (postal address). Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood, CO 80110, USA. Vitrolife Pty. Ltd., Level 10, 68 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia. www.vitrolife.com

Manufactured by HertART ApS, Västra Frölunda, Sweden
Made in China

2797
Conforms European

Vitrolife

