



## MẪU NHÃN

**Tên sản phẩm:** Đĩa thu trứng 90mm

**Chủng loại/mã sản phẩm:** Collection Dish 90mm/16007

**Số đăng ký lưu hành:** .....

**Chủ sở hữu số lưu hành:** Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại AT&T

**Địa chỉ:** LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Hãng, nước sản xuất:** HertART ApS, Trung Quốc

**Xuất xứ:** Trung Quốc

**Quy cách đóng gói:** 240 chiếc/hộp – 10 chiếc/túi – 24 túi/hộp.

**Công dụng:** Sử dụng để thu trứng, thụ tinh và nuôi cấy (trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản con người).

**Cách sử dụng:** Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

**Cảnh báo:** Không có

**Bảo quản:** Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

**Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng:** Xem trên nhãn chính của sản phẩm.

**Nhà nhập khẩu và phân phối:**

Công ty TNHH Thương mại AT&T

**Địa chỉ:** LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

# Collection Dish 90 mm

# 240 pcs

For in vitro fertilization.

**STERILE R** Sterilized using irradiation, SAL 10<sup>-6</sup>.  
MEA (1-cell, expanded blastocysts within 96 hours) ≥ 80%. Endotoxin ≤ 0.25 EU/device.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Do not use if package is damaged.

Store at +2°C to +30°C.

**REF 16007**  
Catalog number

Do not re-use.

**LOT XXXXX**  
Batch code

**YYYY-MM-DD**  
Date of manufacture

**YYYY-MM-DD**  
Use by

**For contact**

**Americas**  
Tel: +1-866-848 7687  
support.us.fertility@vitrolife.com

**Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa**  
Tel: +46-31-721 80 20  
support.fertility@vitrolife.com

HertART ApS, Gustaf Werners gata 2,  
SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden (visiting  
address), Box 9080, SE-400 92 Göteborg,  
Sweden (postal address). Vitrolife Inc., 3601  
South Inca Street, Englewood, CO 80110, USA.  
Vitrolife Pty. Ltd., Level 10, 68 Pitt Street,  
Sydney NSW 2000, Australia.  
www.vitrolife.com

Manufactured by HertART ApS,  
Västra Frölunda, Sweden  
Made in China

**CE 2797**  
Conformé Européenne

**Vitrolife**

