



MẪU NHÃN

Tên sản phẩm: Kim sinh thiết gai nhau
Chủng loại/mã sản phẩm: Chorion Biopsy Needle
Số đăng ký lưu hành:
Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại AT&T
Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hãng, nước sản xuất: Vitrolife Sweden AB
Địa chỉ: Gustaf Werners gata 2, SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden
Xuất xứ: Sweden
Quy cách đóng gói: 10 chiếc/hộp
Công dụng: sử dụng để sinh thiết lấy mẫu gai nhau.
Cách sử dụng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
Cảnh báo: Không có
Bảo quản: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng: Xem trên nhãn chính của sản phẩm.
Nhà nhập khẩu và phân phối:
Công ty TNHH Thương mại AT&T
Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chorion Biopsy Needle

Needle OD: 1.0 mm/19G
Needle Length: 150 mm

For ultrasound-guided chorion biopsy.

STERILE R SAL 10⁻⁶ Endotoxin ≤ 1.2 EU/device. MEA (1-cell, expanded blastocysts within 96 hours) ≥ 80%.

⊗ ⚠ -8°C / +25°C
For symbols glossary see instructions for use.

Vitrolife Sweden AB
Gustaf Werners gata 2
SE-421 32 Västra Frölunda
Sweden

REF 17802
LOT 041750
2024-11-01