

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐĨA NUÔI CÂY 60 mm

(CULTURE DISH 60 mm)

Các bước sử dụng

Bước 1: Lấy đĩa ra khỏi đóng gói



Bước 2: Làm sạch đĩa bằng môi trường làm sạch dụng cụ sau đó bổ sung môi trường vào đĩa để nhặt trứng, thụ tinh và nuôi cấy.

Lưu ý: Đĩa chỉ sử dụng một lần. Không tái sử dụng.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Anh