

Dây dẫn đường dùng trong nội soi tiết niệu
Chủng loại: Bard Solo Flex Urology GuideWire
Mã sản phẩm: HW35FA

Số lưu hành:

Số lô: Xem “**LOT**” trên nhãn gốc.

Hạn sử dụng: Xem “**☒**” trên nhãn gốc.

Tên / Địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế: C.R. Bard, Inc. / 8195 Industrial Blvd, Covington, Ga USA 30014

Tên / Địa chỉ cơ sở sản xuất: Heraeus Medical Components, LLC / 5030 Centerville Road, Saint Paul, MN USA 55127 & Heraeus Medical Components, SRL / Parque Industrial Zona Franca La Lima Guadalupe, Building 29, Cartago COSTA RICA 30106

Xuất xứ: Hoa Kỳ & Cộng hòa Costa Rica

Tên / Địa chỉ đơn vị nhập khẩu & phân phối: Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ IPS/Số 76, Đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.

Tên / Địa chỉ cơ sở bảo hành: Thiết bị y tế sử dụng một lần, không có chế độ bảo hành.

Cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Xem trong *Hướng dẫn sử dụng* đính kèm HOẶC trên *Bao bì sản phẩm* HOẶC Website: <https://eifu.bd.com/vi>



Giám Đốc
Lê Thị Hà

Always confirm use of the current revision of this document. Document Number: BAW032 0058, Rev: 1 Printed on: 13 May 2022, 10:26:30 AM; Printed by: VPLUNK ETT.



BARD® SOLO™ Flex

HYBRID GUIDEWIRE WITH HYDROPHILIC TIP
 FIL-GUIDE HYBRIDE AVEC EXTRÊMITÉ HYDROPHILE
 HYBRIDFÜHRUNGSDRAHT MIT HYDROPHILER SPITZE
 FILO GUIDA IBRIDO CON PUNTA IDROFILA
 CABLE GUÍA HÍBRIDO CON PUNTA HIDROFÍLICA
 HYBRIDE VOERDRAAD MET HYDROFIELE TIP
 FIO-GUIA HÍBRIDO COM PONTA HIDROFÍLICA
 ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΚΡΟ
 HYBRID-GUIDEWIRE MED HYDROFIL SPIDS
 HYBRIDLEDARE MED HYDROFIL SPETS
 HYBRIDIOHJAUSLANKA, JOSSA ON HYDROFIILINEN KÄRKI
 HYBRID LEDEVAIER MED HYDROFIL SPISS
 HYBRYDOWY PROWADNIK Z HYDROFILOWĄ KOŃCÓWKĄ
 HIBRID VEZETŐDRÓT HIDROFIL HEGGYEL
 HYBRIDNÍ VODICI DRÁT S HYDROFILNÍ SPIČKOU
 HИBPIДHЫЙ ПPOBОЛOЧHЫЙ HАПPABИTEЛЬ C ГИДPOФИЛHЫM HАКOHEЧHИКОМ
 帶親水性尖端之複合導絲
 하이브리드 가이드와이어 및 친수성 팁

0.035" Ø Diameter	Hydrophilic Tip
	ANGLED TIP
.035" x 150cm (0.889mm)	



REF HW35FA
 LOT 9006528417
 USE BY: 2023-10-21

For Manufacturer Use Only.

- Keep Away from Sunlight
- Consult Instructions for Use
- Sterilized using ethylene oxide
- Do not use if package is damaged
- Single Use
- Do not resterilize
- Rx only
- Keep Dry
- Caution
- Units
- After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practices and applicable local, state and federal laws and regulations.

BARD	SOLO™ Flex Hybrid Guidewire	REF HW35FA	USE BY: 2023-10-21	
		LOT 9006528417	(01)00816840020357(17)231021(10)9006528417	
BARD	SOLO™ Flex Hybrid Guidewire	REF HW35FA	USE BY: 2023-10-21	
		LOT 9006528417	(01)00816840020357(17)231021(10)9006528417	
BARD	SOLO™ Flex Hybrid Guidewire	REF HW35FA	USE BY: 2023-10-21	
		LOT 9006528417	(01)00816840020357(17)231021(10)9006528417	

(01)00816840020357(17)231021(10)9006528417

Manufacturer:
 Heraeus Medical Components, LLC
 5030 Centerville Road
 St. Paul, MN 55127 USA

SP-2576-002 Rev G
 SP-2498-001 Rev E



Distributed by:
 C. R. Bard, Inc.
 Covington, GA 30014 USA
 1.800.526.4455
 www.bardmedical.com

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



Bard, Solo, and/or Bard Solo are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.

Manufactured in Costa Rica



Signature Manifest

Document Number: BAW0320058

Revision: 1

Title: Bard Solo Flex Hybrid Guidewire Pouch Label HW35FA

All dates and times are in Eastern Standard Time.

BX CR27027 Bard Solo Flex Pouch Labels

Doc Control Check

Name/Signature	Title	Date	Meaning/Reason
Angela Strother (10176104)	R&D Div. Labeling Spec.II Temp	14 Dec 2020, 02:26:18 PM	Approved

Assign Approvers/Modify

Name/Signature	Title	Date	Meaning/Reason
Angela Strother (10176104)	R&D Div. Labeling Spec.II Temp		
Carol Hill (CAHILL)	Documentation Specialist	29 Dec 2020, 02:20:06 PM	Complete

Review/Approve

Name/Signature	Title	Date	Meaning/Reason
Warren Brodeur (WBRODEUR)	Project Manager	29 Dec 2020, 03:16:42 PM	Approved
Angela Strother (10176104)	R&D Div. Labeling Spec.II Temp	29 Dec 2020, 03:31:45 PM	Approved

DC Final Review

Name/Signature	Title	Date	Meaning/Reason
Carol Hill (CAHILL)	Documentation Specialist	29 Dec 2020, 04:01:14 PM	Complete

CR Final Release

Name/Signature	Title	Date	Meaning/Reason
Carol Hill (CAHILL)	Documentation Specialist	29 Dec 2020, 04:07:04 PM	Approved

