

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

Địa chỉ: Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng nước sản xuất: Erba Lachema S.R.O / CH Séc

TÊN SẢN PHẨM:

Erba H360 Dil

Đóng gói: 20 L

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm huyết học

1/ Mục đích sử dụng:

- Dùng pha loãng mẫu và tạo môi trường ổn định để đếm các tế bào máu sử dụng cho máy xét nghiệm huyết H360.

2/ Bảo quản:

- Thuốc thử được sử dụng ổn định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (tài liệu kèm theo sản phẩm)
- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*
- Không làm đông lạnh sản phẩm.

3/ Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C.
- Hóa chất sẵn sàng sử dụng.
- Tháo nắp, lắp vào ống dẫn hút của máy rồi vặn chặt nắp.
- Khi thay hóa chất với lot khác nhau cần hiệu chuẩn lại để đảm bảo kết quả chính xác.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

TRÁCH NHIỆM RÚC HẠN
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ Y TẾ
ĐẠI DƯƠNG

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Việt