


**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU**

**Mã số thuế: 0108910484**

**Địa chỉ: Số 59 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM  
“ SẢN PHẨM VẬT LIỆU TRÁM TẠM ”**



**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

Dùng trong trám tạm

Trộn với Eugenol để dùng như Cement trám tạm

Dùng để dán tạm thời cầu mào

Là chất trám lót lý tưởng có thể dùng chung với tất cả các vật liệu phục hồi khác

**THÀNH PHẦN**

Oxide kẽm nguyên chất dùng trong nha khoa

## CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Bệnh nhân không nên xúc miệng mạnh trong vòng 24 giờ sau cơn sốt.

## BẢO QUẢN

Sản phẩm được bảo quản 5-30 ° C.

Hộp chứa 10 g bột nhão.

Chỉ dành cho những nha sỹ được đào tạo chuyên nghiệp

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Quốc Huy*

