

TEM SẢN PHẨM CỦA NHÀ SẢN XUẤT

MÁY NHỔ RĂNG

Piezo Bone Surgery

Model: DS-II

SN UXXXXXXXXD2  **CE** 0197 IPX1

Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 120VA

Intermittent operation: Max T_{on} 60s, T_{off} 10s

 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

EC REP MedNet EC-Rep GmbH 2020 

  

Piezo Bone Surgery

Model: DS-II LED

SN UXXXXXXXXD2L  **CE** 0197 IPX1

Input: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 120VA

Intermittent operation: Max T_{on} 60s, T_{off} 10s

 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

EC REP MedNet EC-Rep GmbH 2020 

  

NHÃN PHỤ BẰNG TIẾNG VIỆT KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

1.	Tên sản phẩm	Máy nhổ răng
2.	Model	DS-II/ DS-II LED
3.	Số lưu hành	
4.	Cảnh báo, HDSD, bảo quản	Xem trên tài liệu đi kèm
5.	Seri/ Năm sản xuất	Xem trên sản phẩm
6.	Chủ sở hữu số lưu hành	CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH
7.	Địa chỉ	Số 29, Ngõ 167, Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
8.	Nhà sản xuất	Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd
9.	Địa chỉ nhà sản xuất	Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R.China

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Hoài