

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA**

**(The declaration form of goods quality standard)**

**Số: 17/2022/CBTC/ĐVT**

Doanh nghiệp (Manufacturers Name): Công ty cổ phần Đất Việt Thành

Địa chỉ (Address): Số 14/146/143 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 091.226.8584

**CÔNG BỐ**

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The Standard N<sup>0</sup>): TCCS 17:2022/ĐVT

Áp dụng cho hàng hóa (Its application for the article): Đĩa Petri

Doanh nghiệp xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng sẽ sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

(We undertake our product to be in conformity with the approval standard and we are directly responsible to the rules and to our customers for the declaration signed by us)

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022

(Ha Noi City, Date: 14/5/2022)

**Đại diện thẩm quyền ký tên, đóng dấu**



**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**  
**TCCS 17: 2022/ĐVT**  
**MÃ SẢN PHẨM:**  
**ĐĨA PETRI**

Lần soát xét: 01

Ký hiệu: TC 2022/ĐPETRI

Mã hiệu/Code: ĐVT - ĐPETRI

# ĐĨA PETRI

## 1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Đĩa petri do Công ty cổ phần Đất Việt Thành sản xuất và phân phối để dùng trong các bệnh viện và cơ sở y tế, phòng thí nghiệm...

## 2. Quy cách, thành phần

- Sản phẩm được làm từ nhựa PS / PP / PET nguyên sinh; dùng để chứa môi trường nuôi cấy vi sinh vật, được tiệt trùng bằng tia Gamma

## 3. Yêu cầu về nguyên liệu

- Đĩa Petri được sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh.

## 4. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu ngoại quan

- Đĩa petri trong suốt, đường kính 90mm, chiều cao 15mm

Trong suốt, giúp người sử dụng dễ quan sát..

## 5. Phương pháp thử

a) Trong mỗi lô sản phẩm, chọn ngẫu nhiên 50 mẫu gửi cho phòng xét nghiệm kiểm tra và đánh giá độc lập.

## 6. Đóng gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản:

a) Bao gói: sản phẩm được đóng gói thành túi, cho vào thùng carton, mỗi thùng 500 cái hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

- Ghi nhãn: Đĩa petri phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác bao gồm các nội dung như sau:

- Tên sản phẩm:
- Tên cơ sở sản xuất:
- Địa chỉ:
- Số lưu hành sản phẩm:

- Công dụng:
- Thông tin, cảnh báo vệ sinh an toàn, sức khỏe.
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
- Bảo quản:
- Số lô:
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:
- Số lượng:

**c) Vận chuyển:** sản phẩm được vận chuyển trong điều kiện bình thường, xe phải có mui che kín tránh mưa, nắng, tránh đè vật nặng lên trên.

**d) Bảo quản:** Sản phẩm được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh.

*Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022*

**Đại diện thẩm quyền**  
(Ký đóng dấu)

