

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xe lăn dành cho người tàn tật

I. Hướng dẫn sử dụng:

Hỗ trợ bệnh nhân di chuyển như sau:

Bệnh nhân tự di chuyển: Bệnh nhân ngồi trên xe, dùng tay xoay vòng đẩy để xe di chuyển.

Bệnh nhân được đẩy, người đẩy sử dụng tay đẩy và phanh di chuyển xe.

II. Một số lưu ý khi sử dụng:

- Không lắp ráp với các sản phẩm khác không phù hợp;
- Không đặt gần lửa;
- Không đứng lên xe;
- Đảm bảo phanh đã khóa khi đưa bệnh nhân lên hoặc xuống;
- Không đứng lên tám đỡ chân khi xuống xe.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



YASUYUKI TAJIMA
Director