

## Mẫu nhãn lưu hành TTBYYT tại Việt Nam



Tên sản phẩm: **KIM CHỌC HÚT TRỨNG NON OPU**

MODEL: **310001,313201,316001,317001,318001,319001,320300,320350,321300,322300,326350,327350,328350,329350,336350,337350,338350,339350,347275,347277,357354,358354,359354,376350,377350,378350,381719,381721,382022,382123**

Số seri: Trên bao bì sản phẩm

Số lưu hành:

Số lô: Trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ: **Nhật Bản**

Quy cách đóng gói: 10 cây / hộp

Công dụng: Giảm đau bằng gây mê toàn thân hoặc gây tê tại chỗ, có thể kết hợp tiền mê. Đặt mở vết vào đường âm đạo bệnh nhân. Làm sạch âm hộ, âm đạo, cổ tử cung bằng nước muối sinh lý. Mở bao bì chứa dụng cụ. Gắn kim chọc hút trứng vào thiết bị chọc hút trứng chuyên dụng, kết hợp cùng máy siêu âm ngã bụng sao cho thấy rõ đầu kim trên màn hình. Trước khi sử dụng nên tráng kim bằng môi trường sử dụng để chọc hút trứng để đảm bảo tính an toàn và vô trùng. Tiến hành chọc hút noãn dưới hướng dẫn của siêu âm. Chuyển ngay dịch nang chọc hút được vào phòng lab để tìm và thu nhận noãn. Tráng lại bơm tiêm và kim tránh sót noãn trong kim và bơm tiêm sau khi kết thúc quá trình chọc hút noãn. Tháo mở vết khỏi đường âm đạo bệnh nhân. Chuyển BN ra giường nằm nghỉ và theo dõi sau chọc hút

Cảnh báo:

Bảo quản: Nơi thoáng mát

Năm sản xuất, hạn sử dụng: Trên bao bì sản phẩm

Hãng chủ sở hữu: **Kitazato Corporation**

Địa chỉ: **Nhật Bản**

Hãng sản xuất: **Kitazato Corporation**

Địa chỉ: **Nhật Bản**

Nhà phân phối: **Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ**

Địa chỉ: **A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM**