

NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm : MÁY ĐO HUYẾT ÁP ĐIỆN TỬ BẮP TAY - Model: UA 651

Số Serial : Xem trên thiết bị “SN”

Năm sản xuất: Xem trên thiết bị

Chỉ định: Đo huyết áp và nhịp tim được sử dụng trong chuẩn đoán, phòng ngừa và kiểm soát hoạt động của hệ tim mạch.

Chủ sở hữu trang thiết bị y tế : A&D Company Limited

1-243 Asahi Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành : 5 năm

Số lưu hành: (sẽ bổ sung sau khi được cấp số)

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh

181 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Các thông số kỹ thuật; cảnh báo; hướng dẫn sử dụng; hướng dẫn bảo quản; cơ sở bảo hành: vui lòng xem tài liệu kèm theo sản phẩm.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung



NHÃN GỐC

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

Model : UA-651

A&D Company, Limited
 Kitamoto-shi, Saitama JAPAN
Emergo Europe B.V.
 Prinsessegracht 20, 2514 AP
 The Hague, The Netherlands

Designed by A&D Medical,
 Tokyo Japan, Made in China
 Measuring range : 0-299 mmHg
 Batteries : 4 x R6P (or LR6)
 AC Adapter : 6V(TB-233C)



BAO BÌ SẢN PHẨM

UA-651 EC Package 2017.09.06

Technology You Can Trust
Blood Pressure Monitor
 UA-651

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

Technology You Can Trust
Blood Pressure Monitor UA-651

WORLD CLASS MONITOR

95% a higher number of WHO Classification Indicator

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

Start / Stop button on upper arm cuff and large numeric display

Easy START button on upper arm cuff and large numeric display

Hand sensor ready and status on the display

WHO Classification Indicator

IHB Indicator

START / STOP

Adult cuff
 22-32cm
 8.6-12.6"

A&D Company, Limited
 1-1-1 Kitamoto, Saitama 345-0292, JAPAN
Emergo Europe B.V.
 Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

CE mark, IP20, and other icons.

5 460006 581 120

Technology You Can Trust
Blood Pressure Monitor
 UA-651

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

EN

- Upper Arm Automatic Blood Pressure Monitor
- Latex and metal free, SimFit Cuff
- Irregular Heartbeat Indicator (IHB)
- WHO Blood Pressure Classification Indicator
- 30 memories + Average Reading

FR

- Tensiomètre automatique au bras
- Brassard (SimFit), compacte, plat, sans latex ni métal
- Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de pression selon la classification de l'OMS
- Grande capacité mémoire (30 Mem.) + Valeur moyenne

4 x 1.5V (R6P)

IT

- Misuratore elettronico della pressione arteriosa automatico a bracciale
- Bracciale SimFit privo di lattice e metallo
- Indicazione di ritmo cardiaco
- Valutazione della pressione secondo le linee guida O.M.S.
- Memoria di 30 misure con calcolo valore medio

ES

- Alta presión arterial del brazo automático del monitor
- Látex y libres de metal, SimFit manguito
- Indicador del latido cardiaco irregular (IHB)
- Indicador de clasificación de la presión sanguínea
- Gran memoria de 30 + promedio lectura

ZH

- 手臂式血壓計
- 膠乳及金屬自由 SimFit 袖帶
- IHB 心律功能 (心律及心跳不規則指示功能)
- WHO 分類血壓結果
- 可儲存 30 次測量結果 顯示平均值

Technology You Can Trust
Blood Pressure Monitor
 UA-651

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

WHO WHO Classification Indicator
 IHB IHB Indicator
 M30 30 Memory

EN

- Upper Arm Automatic Blood Pressure Monitor
- Latex and metal free, SimFit Cuff
- Irregular Heartbeat Indicator (IHB)
- WHO Blood Pressure Classification Indicator
- 30 memories + Average Reading

FR

- Tensiomètre automatique au bras
- Brassard (SimFit), compacte, plat, sans latex ni métal
- Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de pression selon la classification de l'OMS
- Grande capacité mémoire (30 Mem.) + Valeur moyenne

4 x 1.5V (R6P)

