

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE
Số 130B, ngõ 128, phố Hoàng Văn Thái, phường
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

CANUYN MŨI HẬU
NASOPHARYNGEAL LATEX FREE PVC

1. Mẫu nhãn gốc
Mẫu nhãn gốc đại diện

PVC Nasopharyngeal Airway + 15mm Connector

Used to provide a patent airway

REF **12FR** / 1 EACH

Instructions to provide a patent airway:

1. Lubricate the airway with water soluble lubricant.
2. Gently insert airway into nostril.
3. Do not force. Gently rotate the airway to ease entry.

SunMed
Manufactured for SunMed, LLC
a Subsidiary of SunMed Holdings
2710 Northridge Dr, NW, Suite A
Grand Rapids, MI 49544 USA
www.Sun-Med.com
Made in China

Not Made with Natural Rubber Latex

STERILE EO

PHI DEHP

LOT 1705010459

2017-05-28

2022-04-28

(01) 1 0989483 04246 5
(11) 2017-05-28
(17) 2022-04-28
(10) 1705010459

12FR

ID: 3.0mm
OD: 4.0mm
Length: 72mm

OPEN

NHỮNG THÔNG TIN CỐ THỂ THAY ĐỔI
TÙY THUỘC VÀO MÃ SẢN PHẨM

2. Mẫu nhãn phụ

Thông tin Số lưu hành cơ sở công bố sẽ điền trên nhãn phụ

Tên sản phẩm: **Canuyn mũi hầu**

Chủng loại: HMEF

Mã sản phẩm: xem “REF” trên nhãn gốc

Số seri/ Số lô: xem “LOT” trên nhãn gốc

Số lưu hành:

NSX: năm-tháng-ngày. Xem  trên nhãn gốc

HSD: năm-tháng-ngày. Xem  trên nhãn gốc

Xuất xứ: Trung Quốc

Chủ sở hữu: SunMed Holdings, LLC (dba Ventlab, LLC, dba Ethox Medical, LLC, dba SunMed, LLC)

Địa chỉ: 2710 Northridge Drive NW, Suite A, Grand Rapids, MI USA 49544

Chủ sở hữu số lưu hành: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sức Khỏe

Địa chỉ: Số 130B, ngõ 128, phố Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Trà cứu thông tin hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác trên website: hdgmed.vn

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nhung

