

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y
NHA KHOA MẠNH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12052022/MANHDUC

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẮC CÀI CHỈNH NHA

Chủng loại(Theo phụ lục đính kèm)

1.THÀNH PHẦN & MÔ TẢ

Mô tả sản phẩm:

- Hình thức trong suốt: Được chế tác theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất.
- Kỹ thuật nền “RMM” cung cấp: Độ bền liên kết tương đương với miếng đệm lưới, Giảm thiểu ảnh hưởng đến bề mặt men khi khử liên kết.
- Xử lý nhiệt: Tăng độ bền của giá đỡ.
- Không gây dị ứng: Sapphire đơn tinh thể không chứa niken hoặc các chất kim loại khác.
- Chống ô: Không bị ô trong suốt quá trình điều trị.
- Vị trí chính xác: ID được mã hóa màu để dễ dàng xác định và sắp xếp

1. Miso

Mang tính thẩm mỹ

- Vì sự hài lòng của cả bác sĩ chỉnh nha và bệnh nhân
- Thành tựu đáng kinh ngạc từ quá trình xử lý sapphire công nghệ cao
- Hồ sơ chỉ 2mm
- Kỹ thuật RMM để liên kết tuyệt vời và dễ dàng khử liên kết
- Tối đa hóa việc khử liên kết dễ dàng với Kim khử liên kết MISO

2. Miso Plus

Cảm nhận công nghệ tiên tiến

- Bệnh nhân thoải mái hơn
- Thiết kế hiện đại
- Các cạnh và đế có đường viền được bo tròn đáng chú ý để tăng thêm sự thoải mái
- Chiều dài ngắn hơn 10% so với sản phẩm tiêu chuẩn

3. Miso Mini

- Tối đa hóa tính thẩm mỹ của bệnh nhân
- Giá đỡ sapphire nhỏ nhất trên thị trường.
- Dễ thi công hơn trong không gian hẹp.



- Dành cho những bạn ít răng

2. Mục đích sử dụng:

Được dùng chỉnh nha dùng trong nha khoa

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Kiểm tra bao bì sản phẩm đảm bảo sản phẩm không bị biến dạng hoặc hư hỏng
- Dùng trực tiếp tay hoặc kết hợp các dụng cụ khác để cố định mắc cài lên răng
- Kiểm tra lại vị trí gắn mắc cài để đảm bảo thẩm mỹ và đúng kỹ thuật
- Thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh sao cho phù hợp với từng giai đoạn và đảm bảo tiến độ niềng răng.

4. Chống chỉ định

Không có

5. Cảnh báo và thận trọng:

- Sản phẩm chỉ nên dùng dưới sự quan sát và hướng dẫn của bác sĩ.
- Không sử dụng nếu bao bì rách, không tái sử dụng

6. Điều kiện bảo quản:

- Tránh để sản phẩm va chạm và tiếp xúc trực tiếp với mưa, ẩm trong quá trình vận chuyển
- Bảo quản ở nhiệt độ 0-40 độ, ở nơi thông thoáng với độ ẩm tương đối không quá 80%, không có khí ăn mòn
- Lưu trữ xa hóa chất và các sản phẩm có tính ẩm

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Mai Vũ Phúc

90-C
TY
IH
NHA K
ĐỨC
HỒ C

Phụ lục(Danh mục chủng loại/mã sản phẩm)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu
1	Mắc cài chỉnh nha	MISO PLUS MPS181-555; MISO PLUS MPS182-555; MISO PLUS MPS221-555; MISO PLUS MPS222-555; MISO MBS181-555; MISO MBS182-555; MISO MBS221-555; MISO MBS222-555; MISO MINI MMS181-555; MISO MINI MMS182-555; MISO MINI MMS221-555; MISO MINI MMS222-555; CDS181-555; CDS182-555; CDS221-555; CDS222-555; CWS181-555; CWS182-555; CWS221-555; CWS222-555; ACS181-555; ACS182-555; ACS221-555; ACS222-555; AMS182-555; AMS222-555;	HT Co.,Ltd / Hàn Quốc	HT Co.,Ltd / Hàn Quốc

