

STFR B A C

STFR

For USA: **CONTENT**
 A: TES/HCl buffer 20 mmol/L, pH 7.7; NaCl 500 mmol/L
 B: Latex particles coated with monoclonal anti-human sTfR antibodies (mouse); TRIS/HCl buffer 20 mmol/L, pH 8.0
 C: empty

Tina-quant Soluble Transferrin Receptor
 COBAS INTEGRA / **cobas c** systems

REF 20763454122
 System-ID 07 6345 4

CONTENT 80
 2-8 °C **IVD**

dialog.roche.com **CE** 0123

TINA-QUANT, COBAS INTEGRA, COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Str. 116
 D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 Made in Germany


LOT 00000000
 2000-01-31

Roche

cobas 13

0445202001(3)

(1)




Ser.No. 00001 **STFR** 20763454 122 11

(2)

STFR **REF** (240)20763454122 For USA: Rx only

LOT 2000-01-31
GTIN 2000-01-01

For USA: Store upright **UDI** 

EU: +800 5505 6606 **LOT** (10)00000000
 USA: +1 800 4282336 **GTIN** (01)04015630918614

Roche

11

(3)

Nhãn sản phẩm
STFR (20763454122)

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể
transferrin hòa tan**

STFR

Mã sản phẩm: 20763454122

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:


Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991