

VI REF 08H52-01

KXXXXV
GXXXXRXX



Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu

Cell- Dyn WBC Lyse
(tên trên nhãn: WBC Lyse Cell-Dyn Ruby)

Số lưu hành: XXXX-XXXX-XXXX

Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng Đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội. Địa chỉ: tầng 7&8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Chủ sở hữu trang thiết bị: Abbott Laboratories. Địa chỉ : 4551 Great America Pkwy, Santa Clara CA, 95054, USA.

Xuất xứ: Hoa Kỳ

Số Lô SX và ngày hết hạn: xem "**LOT**" và "**Exp.**" trên nhãn gốc.

Nhiệt độ bảo quản: 15- 30°C

Thông tin cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, và các thông tin khác: Xem Hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp hóa chất hoặc tải trên trang www.corelaboratory.abbott.

WBC LYSE**IVD****REF****08H52-01****CELL-DYN Ruby****3.8 L****en****For *in vitro* diagnostic use.**

WBC Lyse for use on the CELL-DYN Ruby Hematology Analyzers.

Store at room temperature.**Ingredients:**

Buffer	<1.00%
Aromatic Oxy-Alcohol	<1.00%
Polyoxyethylene Ether	<0.10%

Follow local chemical disposal regulations based on your location along with recommendations and content in the Safety Data Sheet to determine the safe disposal of this product. For the most current hazard information, see the product Safety Data Sheet. Safety Data Sheets are available at www.corelaboratory.abbott or contact your local representative.

de**Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum.**

WBC-Lysereagens zur Verwendung in CELL-DYN Ruby Hämatologie-Analysengeräten.

Bei Raumtemperatur lagern.**Bestandteile:**

Puffer	<1,00 %
Aromatischer Oxy-Alkohol	<1,00 %
Polyoxyethylenether	<0,10 %

Sicherheitsdatenblätter sind unter www.corelaboratory.abbott oder über den Kundendienst erhältlich.

fr**Pour diagnostic *in vitro*.**

Réactif de lyse WBC à utiliser sur les analyseurs d'hématologie CELL-DYN Ruby.

Conservier à température ambiante.**Composants :**

Tampon	< 1,00 %
Alcool oxyaromatique	< 1,00 %
Ether de polyoxyéthylène	< 0,10 %

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur www.corelaboratory.abbott ou auprès du Service Clients Abbott.

es**Para uso en diagnóstico *in vitro*.**

Reactivo hemolizante WBC para el uso con los analizadores de hematología CELL-DYN Ruby.

Conservese a temperatura ambiente.**Componentes:**

Tampón	<1,00 %
Oxi-alcohol aromático	<1,00 %
Éter de polioxietileno	<0,10 %

Las fichas de datos de seguridad están disponibles en la página web www.corelaboratory.abbott o a través de la Asistencia Técnica de Abbott.

it**Per uso diagnostico *in vitro*.**

Reagente di lisi WBC da usare con gli analizzatori per ematologia CELL-DYN Ruby.

Conservare a temperatura ambiente.**Componenti:**

Tampone	<1,00%
Ossi-Alcool aromatico	<1,00%
Etere di poliossietilene	<0,10%

Le schede di sicurezza sono disponibili sul sito www.corelaboratory.abbott oppure contattando il Servizio Clienti Abbott.

CELL-DYN Ruby and related brand marks are trademarks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners./CELL-DYN Ruby ist eine Marke von Abbott Laboratories in verschiedenen Ländern./CELL-DYN Ruby est une marque commerciale d'Abbott Laboratories dans plusieurs pays./CELL-DYN Ruby es una marca comercial de Abbott Laboratories en varios países./CELL-DYN Ruby è un marchio commerciale di Abbott Laboratories in diverse giurisdizioni.

EC REF

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCT OF USA**LOT**www.corelaboratory.abbott

Abbott Laboratories
4551 Great America Pkwy
Santa Clara, CA 95054 USA

MANUFACTURED FOR

Abbott Laboratories

**Abbott**

PN 9233003A

File: 9233003A_ML.indd
Size: 5-3/8" L x 6- 1/8" W
Color: See PMS9233003
Material: See PMS9233003
Page 1 of 1