

ĐÈN SOI BÓNG ĐỒNG TỬ

Hãng SX: Keeler

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi ĐÈN SOI BÓNG ĐỒNG TỬ được sử dụng, các bước bật và tắt máy được tuân theo sự hướng dẫn sau.

Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.

Bật máy

1. Kiểm tra xem đèn đã được lắp pin
↓
chưa.
2. Bật đèn bằng cách vặn bánh lăn phía
↓
trên tray cầm từ từ theo chiều kim
đồng hồ để kiểm tra năng lượng pin
còn hay hết.
3. Soi đèn vào mắt bệnh nhân để thăm
khám.

Tắt máy

1. Vặn bánh lăn phía trên tay cầm từ
từ theo ngược chiều kim đồng hồ
↓
để tắt đèn.
2. Nhẹ nhàng đặt đèn vào hộp đựng
sau khi sử dụng.

! CẢNH BÁO

- Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy

❖ Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật :
– 028. 62908200 –

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Warut Pangpomma