

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 21322 /VTTB-ĐGSPH

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN

Địa chỉ: Số 88, Tổ 7, Phường Châu Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế GR

Model: Green Air

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN

Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)


Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp


**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế ngày 04/05/2022
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022*

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Hà Quang Thanh



Lê Đức Hà