

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM**

Số: 21422 /VTTB-ĐGSPH

**Cơ quan yêu cầu:** Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN

**Địa chỉ:** Số 88, Tổ 7, Phường Châu Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

**Tên sản phẩm:** Khẩu trang y tế GR

**Model:** Good Health

**Đơn vị sản xuất:** Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN

**Địa chỉ:** Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Người thử nghiệm:** Lê Đức Hà

**Tiêu chuẩn thử nghiệm:** Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

**Phương pháp thử nghiệm:** Theo TCVN 8389-1:2010

**Kết luận:** Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG   


TS. Lê Thanh Hải

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

**Thông số kỹ thuật**


TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH <sub>2</sub> O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH <sub>2</sub> O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

*\*Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Sản xuất XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế ngày 04/05/2022.*


*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022*

**SOÁT XÉT**

**NGƯỜI THỬ NGHIỆM**



**Hà Quang Thanh**



**Lê Đức Hà**