



CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN - VIỆT NAM

Tel: 84 208 3861236 - Fax: 84 208 3861338

Email: meinfa2006@gmail.com

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT DÙNG CHO NGÀNH Y

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015)

| TT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Bàn khám bệnh Inox | - Kích thước bàn (DxRx C): 190x60x75; Kết cấu dễ tháo lắp (3 bộ phận): Khung đầu, khung lưng, đệm; Đệm dày 5 cm, tháo rời; Điều chỉnh nâng đầu: -45/45 độ; - Vật liệu: thép không gỉ; Mặt bàn: bọc thép dày 0.7mm; Khung và chân bàn: Thép ống phi 32mm; Bề mặt: bóng sáng |
| 2 | Bàn tiểu phẫu Inox | - Kích thước (DxRx C): 170x50x65 cm; Kết cấu dễ tháo lắp 3 bộ phận: đầu, lưng, chân; Góc nâng khung đầu; khung chân : -45 độ đến 45 độ; Đệm rời dày 5 cm; - Vật liệu: Thép không gỉ; Bề mặt: bóng sáng |
| 3 | Bàn mổ vạn năng | - Kích thước (DxR): 190x50cm; Kết cấu gồm 6 bộ phận: đế bàn, khung đỡ đầu, đỡ lưng, đỡ hông, đỡ chân và nâng thân; điều khiển bằng tay thông qua cần đạp thủy lực và các tay quay vít me cơ khí; Điều chỉnh chiều cao bàn: 75÷110cm; Điều chỉnh khung đỡ đầu: -70÷20 độ; Điều chỉnh khung lưng: 0÷70 độ; Điều chỉnh khung hông: -25÷25 độ; điều chỉnh khung chân: 0÷90 độ; điều chỉnh nghiêng dọc: -25÷25 độ; điều chỉnh nghiêng ngang: -25÷25 độ; điều chỉnh quay mặt bàn quanh trục: 360 độ. - Bộ phụ tùng tiêu chuẩn gồm: 01 bộ khung màn che, 01 bộ đệm dày 5cm, 01 bộ nâng thân, 02 cụm đỡ đùi, 01 cụm đỡ tay, 01 cụm đỡ đầu, 02 cụm chặn chân, 03 cụm chặn sườn. - Vật liệu: Thép không gỉ, nhôm, thép carbon sơn tĩnh điện và mạ Ni+Cr. Bề mặt : bóng sáng |
| 4 | Giường bệnh nhân Inox | - Kích thước(DxRx C):1974x910x730mm; Kết cấu dễ tháo lắp 3 bộ phận: khung, đầu và chân giường; Điều chỉnh nâng đầu: 0÷60 độ; Chân giường bọc cao su hoặc băng bánh xe, 2 bánh có phanh; Đệm rời dày 5 cm; Vật liệu: Thép không gỉ; Bề mặt: bóng sáng |
| 5 | Giá truyền huyết thanh Inox | - Chiều cao min: 1315mm; max: 2460mm. Vật liệu: Thép không gỉ |
| 6 | Bục lên xuống bàn để Inox | - Kích thước: 45x40x35 cm; mặt chống trượt; - Vật liệu: thép không gỉ; Bề mặt bóng sáng |
| 7 | Chậu Inox 6 lít | - Dung tích: 6 lít; Vật liệu: thép không gỉ; Bề mặt: bóng sáng |
| 8 | Ghế đầu quay Inox | - Ghế 3 chân: Chiều cao mặt ghế có thể điều chỉnh: 43÷63cm; Kích thước mặt ghế: đường kính 29 cm; - Ghế 4 chân: Chiều cao mặt ghế có thể điều chỉnh: 56÷69cm; Kích thước mặt ghế: đường kính 34 cm; - Vật liệu trục vít: thép cacbon; Vật liệu mặt ghế: thép không gỉ; sáng bóng |
| 9 | Giá đựng ống nghiệm Inox | - Hình dáng: dạng tròn, đường kính ống nghiệm D14mm, số lượng ống nghiệm: 30 ống. Vật liệu: thép không gỉ, bề mặt bóng sáng. |

II. Phương pháp thử

Đo kích thước của sản phẩm bằng các dụng cụ đo kích thước thông dụng.

III. Bao gói và ghi nhãn

1. Nơi ghi nhãn

- Vị trí ghi nhãn được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/04/2017.
- Nhãn mác được in laser trên sản phẩm.

2. Nội dung nhãn

- Nội dung ghi nhãn được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/04/2017.
- Nhãn mác được thể hiện các nội dung sau:
 - + Tên hàng hóa
 - + Mã sản phẩm
 - + Tên và địa chỉ nơi sản xuất
 - + Số lượng sản phẩm
- Nhãn được ghi rõ ràng, sắc nét.

Người đại diện hợp pháp

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng