

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT

Địa chỉ: 962/18/1A Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Ống đồng dẫn khí y tế

Chủng loại: M2122, M2123, M2152, M2153, M2222, M2223,
M2282, M2283, M2284, M2352, M2351, M2353, M2423,
M2421, M2422, M2543, M2541, M2542, M2544, M2644

Chủ sở hữu sản phẩm: TONOLI S.R.L.

Địa chỉ: Via Fratelli Rosselli, 1 - 25050 PASSIRANO (BS) Italy

Sản xuất tại: Via Fratelli Rosselli, 1 - 25050 PASSIRANO (BS) Italy

Chỉ định

Ống đồng và phụ kiện lắp đặt đảm bảo không dầu, không chì, không asen để đảm bảo chất lượng khí đạt tiêu chuẩn, việc kết nối hệ thống được thực hiện bằng hơi hàn với que hàn bạc (hàm lượng 40% bạc) và khí trợ chạy trong lòng ống trong suốt quá trình hàn để đảm bảo độ sạch

Chống chỉ định

Nên sử dụng đúng mục đích sử dụng không nên dùng vào việc khác.

Cảnh báo và thận trọng

Ống đồng dẫn khí là một phần rất quan trọng của cả hệ thống.

Nếu ống đồng dẫn khí không đảm bảo độ sạch, độ mịn trong lòng ống và vẫn còn các tạp chất kim loại nặng như chì, asen, dầu thì bệnh nhân thở lâu sẽ bị hồng phế nang, gây suy hô hấp, nhiễm khuẩn, nặng hơn có thể gây chết tế bào não.

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
2. Ống đồng và phụ kiện lắp đặt đảm bảo không dầu, không chì, không asen để đảm bảo chất lượng khí đạt tiêu chuẩn, việc kết nối hệ thống được thực hiện bằng hơi hàn với que hàn bạc (hàm lượng 40% bạc) và khí trợ chạy trong lòng ống trong suốt quá trình hàn để đảm bảo độ sạch.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV ĐOÀN THIÊN PHÁT

