

Bản tiêu chuẩn sản phẩm

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Phương

DIAPATH

Constant Innovation in Anatomic Pathology

Technical Specifications

Product code: **GP09041**

Parameter	Specification
Appearance	Cut edge, 45° angles
Dimensions	25 x 75 mm ($\pm 0,1$ mm)
Thickness	1 mm ($\pm 0,1$ mm)
Refraction index	1.5171
Defects, scratches, bubbles, dust and impurities	Free

Signature

Date

05th May 2022

DIAPATH S.P.A.
Via Savoldini, 71
24057 MARTINENGO (BG)
C.F./P. IVA 02705540165