

Tp. HCM ngày 13 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG KÝ MẪU TEM NHÃN

Tên cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha

Địa chỉ: 243/29 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. HCM

Công ty đăng ký sử dụng mẫu tem nhãn cho trang thiết bị y tế là Vật liệu chữa tủy răng như sau:

Tên sản phẩm: Vật liệu chữa tủy răng
Chủng loại: Endoseal (P/L), Endoseal Plus
Mã sản phẩm: 5 6
Mục đích sử dụng: Dùng để chữa tủy, trám bít và làm đầy ống tủy
Số lưu hành:
Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha
243/29 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM
Thành phần: Phần bột chứa: Zinc Oxide, Bari Sulphate, Thymol Iodide, Magnesium Stearate.
Phần chất lỏng chứa: Eugenol và tá dược.
Quy cách đóng gói: 15g bột, 10ml chất lỏng; 20g bột, 10ml chất lỏng
Màu sắc:
Bảo quản: Ở nhiệt độ từ 10-24°C, nơi khô ráo thoáng mát
Xuất xứ: Ấn Độ
Chủ sở hữu sản phẩm: Prevest Denpro Limited
Nhà sản xuất: Prevest Denpro Limited
Địa chỉ sản xuất: SIDCO, EPIP, Kartholi, Industrial Complex, Bari Brahmana, Jammu-181133, Ấn Độ
Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất **Ngày sản xuất:** Xem trên nhãn gốc
Số lô: Xem trên nhãn gốc **Số sêri:** Xem trên nhãn gốc
Thông tin về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, cảnh báo và các thông tin khác: Xem tài liệu kèm theo sản phẩm.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Lê Xuân Vinh