

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 0806/21 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VI NA

Địa chỉ: D8/53B Ấp 4 Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế hiệu Coop Select, VNnumber One

Model: 5 lớp

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VI NA

Địa chỉ sản xuất: 224/17 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Nguyễn Mạnh Hải

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG 



***TS. Lê Thanh Hải**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng mồm, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng		Phù hợp	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VI NA cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 07/10/2021.*

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Nguyễn Mạnh Hải