

Bản tiêu chuẩn sản phẩm

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Phương

DIAPATH

Constant Innovation in Anatomic Pathology

Technical Specifications

Product code: **CP202**

Parameter	Specification
Filter's dimension (height)	5.5 cm
Membrane dimension	2 cm
Membrane's pore dimension	5 μ m
Warning: Do not touch the membrane with hands. Do not leave filters package open in order to protect them from dust exposure.	

Signature

Date


DIAPATH S.p.A.
Via Savoldini, 71
24057 Martinengo (BG)
Tel 0363.986411 - Fax 0363.948000
Partita IVA 02705540165

10th MAY 2022