

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY-LINK

Hướng dẫn sử dụng

KHẨU TRANG Y TẾ DUY LINK KF94

1. Thành phần

- Vải không dệt, lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo

2. Công dụng

- Sử dụng ngăn ngừa khói bụi, khí độc, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Kéo khẩu trang che kín phần mũi và cằm

- Ấn thanh nẹp ôm khít vào sống mũi

- Dùng tay dàn đều khẩu trang ôm khít khuôn mặt

Xuất xứ: Việt Nam.

Bảo quản: Không để ánh nắng trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm, nơi có nguồn gốc độc hại, ẩm mốc;

Lưu ý:

1. Tránh để gần lửa;
2. Khẩu trang chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Giám đốc



TRẦN ĐỨC SƠN