

CLEAN

Cobas c 111

REF 04774248190

Cleaner - Special Wash Requirements

COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

H314, P280,
P301+P330+P331,
P303+P361+P353,
P304+P340+P310,
P305+P351+P338+P310,
P501

CONTENT
R1 REAGENT 4 x 21.0 mL


Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN

Made in Germany

07020279401 (1)

IVD **CE** 15-25 °C

02  dialog.roche.com

Roche **cobas**[®]

Pos.1 - 07641095700 - V2

CLEAN

REF (240)04774248190
GTIN (01)04015630922512

LOT (10)00000000
UDI 

 2000-01-31
 2000-01-01


04 

Pos.2 - 07641109700 - V4


For **USA**: **04774248 190**

CONTENT
1 NaOH 1 mol/L

Rx only

001 


Pos.3 - 07641117700 - V1

 **CLEAN 1**

H314 Cleaner


04774248
21.0 mL


REAGENT

 15-25 °C

IVD

LOT
00000000

 2000-01-31

 001

12311234567812120000001

0702116001

Pos.4 - 07810857700 - V1

Nhãn sản phẩm
CLEAN (04774248190)

IVD là dung dịch rửa
CLEAN

Mã sản phẩm: 04774248190

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , Số lô: xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991