

Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NÚT CHẶN KIM LUÔN**

1. Mục đích:

Nút chặn kim luôn ngoài việc ngăn chặn máu chảy ngược, còn được thiết kế thêm lớp màng tiêm cho phép đầu kim dễ dàng xuyên qua trong trường hợp cần tiêm thuốc hay lấy máu mà vẫn không làm máu tràn ra ngoài.

2. Chỉ định:

Ngăn chặn máu chảy ngược tại đuôi kim luôn khi ngừng sử dụng.

Dùng trong trường hợp cần tiêm thuốc, lấy máu thường xuyên.

Bảo đảm môi trường vô trùng khi tạm ngưng tiêm truyền.

Chỉ sử dụng 1 lần.

3. Hướng dẫn sử dụng:

Mở bao bì đựng sản phẩm.

Các thiết bị bên ngoài phải đảm bảo khớp với nút chặn này.

Được sử dụng cùng với bơm kim tiêm.

Thuốc và các chất lỏng khác có thể được tiêm vào cơ thể thông qua nút chặn.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
DS. Vũ Văn Hùng