

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### KIM TIÊM

- Mục đích:** được dùng trong tiêm thuốc, lấy máu...
- Hướng dẫn sử dụng**
  - Kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì trước khi sử dụng.
  - Mở bao bì, tránh để kim tiêm rơi xuống đất.
  - Không được dùng tay tiếp xúc trực tiếp với đầu kim và thân kim, không được bẻ xong kim quá 20°.
  - Sản phẩm này chỉ được sử dụng một lần, không tái sử dụng, phải tiêu hủy sau khi sử dụng. Không dùng hóa chất chlor hoặc các chất tiệt trùng gây ăn mòn khác.
  - Việc sử dụng kim tiêm phải tuân theo quy trình của bệnh viện và được sử dụng bởi cán bộ y tế.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC  
DS. Võ Văn Hùng