

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG TAY QUAY 05 CHỨC NĂNG

Thiết bị: GIƯỜNG TAY QUAY 05 CHỨC NĂNG

Model: Chủng loại/ Mã hàng: JD-C19



Hãng/ Nước sở hữu : [Hebei Jiede Medical Equipment Co., Ltd - Trung Quốc.](#)

### Cách sử dụng

Bước 1: Mở (khóa) bánh xe giường trước khi sử dụng.

Bước 2: Dùng tay quay để điều chỉnh chiều cao đầu giường/ chân giường theo đúng mục đích thăm, khám.

Bước 3: Mở hoặc gập 2 thanh bảo vệ giường 2 bên theo đúng mục đích sử dụng.

Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.