



HAPPY CARE
HOA MAI CO.,LTD

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế & Mỹ Phẩm Hoa Mai

67 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Tel: 0283.605040 Hotline: 0901.400.069/ 0916 330.213

Email: hoa0213@gmail.com Web: www.hoamaimedicos.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG TAY QUAY GIA ĐÌNH

Thiết bị: GIƯỜNG TAY QUAY GIA ĐÌNH

Model: Chũng loại/ Mã hàng: JD-C20



Hãng/ Nước sở hữu : [Hebei Jiede Medical Equipment Co., Ltd - Trung Quốc.](http://www.hebeijiede.com)

Cách sử dụng

Bước 1: Mở (khóa) bánh xe giường trước khi sử dụng.

Bước 2: Dùng tay quay để điều chỉnh chiều cao đầu giường/ chân giường theo đúng mục đích thăm, khám.

Bước 3: Mở hoặc gập 2 thanh bảo vệ giường 2 bên theo đúng mục đích sử dụng.

Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.