

125mm

115

5

5

20

15

245



KHẨU TRANG Y TẾ KF94

사람들은 자신을 보호하기 위해 마스크를 쓴다

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / USER GUIDE



1. Kéo khẩu trang che kín phần mũi và cằm
Cover your nose and chin



2. Ấn thanh nẹp ôm khít vào sống mũi
Make the nose wire hug your bridge of the nose tightly



3. Dùng tay dàn đều khẩu trang ôm khít khuôn mặt
Spread the mask over your face with your hands

Hở màng

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

- Rửa tay trước và sau khi tháo khẩu trang.
- Khi đeo khẩu trang thì không được sờ hay chạm vào khi chưa rửa tay.
- Không chạm tay vào mặt trong của khẩu trang gây nhiễm khuẩn khẩu trang.
- Không rửa với nước.
- Không giặt lại được.
- Gấp đôi khẩu trang lại khi không dùng nữa và bọc túi nilon rồi mới vứt vào thùng rác nhằm tránh lây lan vi khuẩn, virus ra ngoài môi trường.

ĐẶC ĐIỂM:

- Công nghệ lọc tinh điện, ngăn chặn 95% bụi siêu mịn.
- Cơ chế hấp thụ bụi siêu mịn vào cấu trúc sợi bằng bộ lọc đã xử lý tinh điện với dòng điện áp cao từ 25.000V trở lên.
- Thiết kế hình Oval dạng gấp, ôm sát sống mũi và ôm sát hai bên má, không tạo ra các kẽ hở, bảo vệ hô hấp.
- Cấu trúc lọc 4 lần. Lọc các lớp bụi siêu vi PM 0.3 mà mắt thường không nhìn thấy được.



MADE IN VIETNAM

Sản phẩm độc quyền:
Công ty TNHH SX&TM DUY LINK
Địa chỉ: Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh
Email: duylinkbacninh@gmail.com

Tiêu chuẩn: TCCS
Số ĐKLH:
NSX:
HSD:

570mm

5

245

마스크

10 PIECES

KF94

BFE > 99%

KHẨU TRANG Y TẾ DUY LINK

10 cái / 4 lớp / 10 Masks / 4 layers



- An toàn Y tế
- 4 lớp kháng khuẩn
- Thoang khí
- Lọc sạch PM 0.3



TK ĐÃ KIỂM TRA	KD ĐÃ KIỂM TRA	KH KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Màu Màng

Ngày 02/04/2022

Lần sửa: 2

In ngoài:

In trong:

Không

Có

Nền đổi màu:

K

Nhu

Zxtim

Zoen

Zoó

W



TK: TU

KD: PHUNG

Công ty: xác nhận:

- Đồng ý ủy thác cho C.ty in:.....đặt làm trực in cho sản phẩm này tại Công ty TNHH Hoàng Hắc Phương Bắc
- Đã kiểm tra và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, kích thước, màu sắc, cấu hình, bản quyền mẫu của sản phẩm này.

Chú ý: Màu nền chỉ mang tính chất tương đối, đề nghị Quý khách hàng kiểm tra kỹ trước khi ký

ISO SAK

Nhu