

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 67 Phố Vũ Tông Phan, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội  
Số 18 Nguyễn Du, P. Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Ngày 24 tháng 05 năm 2021

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Giá treo Monitor gắn tường/ Giá treo thiết bị/ Giá đỡ thiết bị</b> GIAMONITOR-01; GIAMONITOR-02; GIAMONITOR-03; GIAMONITOR-04; GIAMONITOR-05; GIAMONITOR-06; GIAMONITOR-07; GIAMONITOR-08; GIAMONITOR-09	
	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giá treo monitor/ thiết bị được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế dùng treo máy móc hoặc treo thiết bị gắn tường.</li><li>• Giá được làm bằng thép chất lượng cao kết hợp nhôm</li><li>• Khi sử dụng tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng tại sản phẩm</li><li>• Không để các vật dụng nặng quá 50 kg lên giá.</li><li>• <del>Thận trọng khi vít bắt gặp sự cố</del></li><li>• Không có tác dụng bất lợi</li></ul>

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
2	<b>Tủ thuốc/Tủ hồ sơ</b> KT01; KT02; KT03; KT04; KT05; KT06; KT07; KT08; KT09; KT10; KT11; KT12; KT13; KT14; KT15; KT16; KT17; KT18; KT19; KT20	
	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tủ được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế dùng cho đựng thuốc hoặc đựng hồ sơ tài liệu</li><li>• Khi sử dụng tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng tại sản phẩm.</li><li>• Không để các vật dụng nặng quá 150 kg lên tủ</li><li>• Thận trọng khi gặp sự cố</li><li>• Không sử dụng khi cánh tủ bị hỏng</li><li>• Không có tác dụng bất lợi</li></ul>

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
3	<b>Cây treo dịch truyền</b> CTD70, CTD80, CTD90, CTD100	
	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cây treo dịch truyền dùng trong bệnh viện, phòng khám hoặc các cơ sở y tế</li><li>• Cây treo dịch được sử dụng tại giường hoặc di chuyển bằng các bánh xe</li><li>• Khi sử dụng thay đổi chiều cao thấp theo hướng dẫn cụ thể của từng sản phẩm.</li><li>• Khi di chuyển đạp nhà phanh của bánh xe. Khi dừng lại đạp phanh để xe cố định</li><li>• Thận trọng khi bánh xe gặp sự cố</li><li>• Không sử dụng khi bánh xe bị hỏng</li><li>• Không có tác dụng bất lợi</li></ul>



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
4	<b>Xe tiêm/ Xe chích thuốc/ Xe đẩy tiêm</b>	XT05; XT06; XT07; XT08; XT09; XT10; XT11; XT05A; XT05B; XT05C; XT05D; XT05E; XT05F; XT05G; XT05H; XT05I; XT05K; XT05L; XT05M; XT05N; XT06A; XT06B; XT06C; XT06D; XT06E; XT06F; XT06G; XT06H; XT06I; XT06K; XT06L; XT06M; XT06N
	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xe được di chuyển bằng 4 bánh xe.</li> <li>• Khi xe di chuyển đạp nhả phanh của bánh xe. Khi dừng lại đạp phanh để xe cố định</li> <li>• Không di chuyển xe khi đang dùng phanh của bánh xe.</li> <li>• Không để các vật dụng nặng quá 30-50 kg lên xe.</li> <li>• Thận trọng khi bánh xe gặp sự cố</li> <li>• Không sử dụng khi bánh xe bị hỏng</li> <li>• Không có tác dụng bất lợi</li> </ul>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



GIÁM ĐỐC  
*Lê Quang Hùng*

