



MẪU NHÃN

1. Nhãn phụ





Convergys® Hypoclean CC
IVD nước rửa trong xét nghiệm huyết học


Mã hàng: 1100-1704 **Bảo quản:** 15°C – 30°C
Đóng gói: 100ml
Số lô: Xem  trên bao bì gốc
Hạn sử dụng: Xem  trên bao bì gốc
Số lưu hành: xxxxxxxx
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức
Địa chỉ: số 168, tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hãng sản xuất: Convergent Technologies GmbH & Co. KG
Địa chỉ: Ringstrasse 14, 35091 Coelbe, Germany
Xuất xứ: Đức





Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và các thông tin khác: Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng của Chủ sở hữu số lưu hành hoặc website: <https://ytetriduc.com.vn>.

2. Nhãn gốc của nhà sản xuất:

Convergys®HypocleanCC 100 ml


 REF 1100-1704  LOT 8010350114  2015-07  +15°C / +30°C	Foetpour/für/por: Convergys®XS Cleaning and bleaching concentrate for blood cell counters. Solution concentrée de nettoyage et de lavage pour les compteurs de cellules sanguines. Konzentrierte Reinigungs- und Bleichlösung für Blutanalysegeräte. Solución concentrada de limpieza con lejía para los contadores hematológicos.	Ingredients: Detergents < 1.0 % Sodium hypochlorite < 5.0 % Sodium hydroxide < 0.5 % Stabilizers < 0.5 % H315 Causes skin irritation H319 Causes serious eye irritation P305 + P351 + P338
--	---	--

 Convergent Technologies GmbH & Co. KG
Ringstraße 14
D-35091 Coelbe - Germany

    **Warning**

www.convergent-technologies.de CTX5H 20140417Ver003

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Dũng