

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Trụ lấy dấu răng

Mục đích/Chỉ định sử dụng ghi trên nhãn:

Dùng lấy dấu vị trí răng sau khi cấy ghép Implant.

Hướng dẫn sử dụng:

Các bước thực hiện:

Lắp trụ lấy dấu vào miệng bệnh nhân, sau đó dùng khay lấy đầy dấu có bom cao su dẻo và cao su đặt trong nha khoa ấn vào vị trí trụ lấy dấu để thể hiện chính xác vị trí răng.

Chống chỉ định:

Không có chống chỉ định đặc biệt.

Cảnh báo và thận trọng:

Phải do bởi bác sỹ nha khoa hoặc kỹ thuật viên chuyên khoa răng hàm mặt sử dụng.
Thao tác chính xác để vị trí trụ lấy dấu thể hiện chính xác vị trí răng cần làm phục hình răng giả.

Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra:

Chưa có ghi nhận.

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:

- Tính an toàn cao, tương thích với cơ thể người.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

LƯU Ý:

Sử dụng đúng mục đích, công dụng của dụng cụ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Hùng