

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ốc Analog cố định trụ lấy dấu trên mẫu hàm

Mục đích/Chỉ định sử dụng ghi trên nhãn:

Dùng cố định trụ lấy dấu trên mẫu hàm giả bằng thạch cao giúp copping không bị rơi ra khi đổ mẫu răng giả ở phòng lab.

Hướng dẫn sử dụng:

Các bước thực hiện:

Lắp ốc analog vào copping trên mẫu hàm giả để tiến hành đúc mẫu thân răng theo như form răng đã lấy dấu.

Chống chỉ định:

Không có chống chỉ định đặc biệt.

Cảnh báo và thận trọng:

Phải do bởi bác sỹ nha khoa hoặc kỹ thuật viên chuyên khoa răng hàm mặt sử dụng.
Gắn ốc chính xác để quá trình đúc mẫu được chuẩn nhất theo form răng bệnh nhân.

Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra:

Chưa có ghi nhận.

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:

- Tính an toàn cao, tương thích với cơ thể người.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

LƯU Ý:

Sử dụng đúng mục đích, công dụng của dụng cụ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng vân tay hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Hùng