

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỤ CƯỜI VIỆT

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2022/NUCUOIVIET**

Tên sản phẩm: Nước muối sinh lý



Số: 01/QĐCT/2022

Đồng Nai, ngày 26.. tháng 05... năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỤ CƯỜI VIỆT

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Căn cứ các Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nụ Cười Việt

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2022/NUCUOIVIET Áp dụng cho sản phẩm Nước muối sinh lý, Chủng loại: BeLifeCare

Điều 2. Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc



NGUYỄN MINH CƯỜNG

0934
CÔNG
CỔ P
TƯ PH
IỤ CƯ
N HÒA

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

I. Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm Nước muối sinh lý, Chủng loại: BeLifeCare do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nụ Cười Việt sản xuất.

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu về nguyên liệu:

- Natri clorid 0.9%
- Nước tinh khiết 99.1%
- Các nguyên liệu đảm bảo xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh.

2. Chất lượng thành phẩm

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Yêu cầu
1	Tính chất	Theo ĐDVN V hoặc theo phương pháp thử của phòng kiểm nghiệm	Chất lỏng không màu trong suốt, không mùi. Dễ tan trong nước
2	Định tính Natri		Dương tính
3	Hàm lượng chì		Không phát hiện
	Định tính Clorua		Dương tính
4	Hàm lượng Thủy ngân		Không phát hiện
5	Hàm lượng Asen		Không phát hiện
6	Độ pH		6-7
7	Thể tích		100/150/500ml ($\pm 10\%$)
9	Hàm lượng Coliform tổng số		Không phát hiện
10	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc		Không phát hiện
11	Tổng số vi sinh vật hiếu khí		Không phát hiện

3. Mục đích sử dụng và hướng dẫn sử dụng

3.1 Mục đích sử dụng: Vệ sinh răng, miệng, vệ sinh họng

3.2 Hướng dẫn sử dụng:

- Súc họng miệng: Ngâm 20-30ml dung dịch (không pha loãng) súc kỹ trong khoảng 30 giây rồi nhổ đi
- Ngày súc miệng, họng từ 2 đến 3 lần.
- Cảnh báo: Dùng cho trẻ sơ sinh phải có chỉ định, giám sát của bác sĩ

4. Bao gói:

a. Bao gói:

- Sản phẩm được đựng chai có thể tích phù hợp, có dán nhãn trên mỗi chai

0438
CÔNG TY
HÀN
KIỂM TRIỆT
ĐI VIỆT
- T. ĐƠN

- Các chai được đóng vào thùng với số lượng thích hợp tùy theo yêu cầu cất giữ, vận chuyển, phân phối.

b. Nhãn mác

Nhãn mác của sản phẩm có các nội dung sau:

- Tên sản phẩm
- Tên và địa chỉ công ty sản xuất và chủ sở hữu sản phẩm
- Hướng dẫn sử dụng
- Mục đích sử dụng
- Số lưu hành
- Số lô
- Ngày sản xuất, hạn sử dụng
- Nước sản xuất

c. Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc



NGUYỄN MINH CƯỜNG

