



MẪU NHÃN

Tên sản phẩm: Ống thu trứng 14 mL

Chủng loại/mã sản phẩm: Oocyte Collection Tube 14 mL/16101

Số đăng ký lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại AT&T

Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hãng, nước sản xuất: HertART ApS, Thụy Điển

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách đóng gói: 500 chiếc/hộp – 10 chiếc/túi – 50 túi/hộp.

Công dụng: Ống được sử dụng để thu trứng và chuẩn bị tinh trùng.

Cách sử dụng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Cảnh báo: Không có

Bảo quản: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Số lô, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng: Xem trên nhãn chính của sản phẩm.

Nhà nhập khẩu và phân phối:

Công ty TNHH Thương mại AT&T

Địa chỉ: LK 11-21 - Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam..

Oocyte Collection 500 pcs Tube 14 mL

For in vitro fertilization.

STERILE R Sterilized using irradiation, SAL 10⁻⁶, MEA (1-cell, expanded blastocysts within 96 hours) ≥ 80%. Endotoxin < 0.25 EU/device.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Do not use if package is damaged.

+6°C/-25°C Store at +8 to +25°C.

REF 16101
Catalog number

Do not re-use.

LOT XXXXXX
Batch code

MM YYYY-MM-DD
Date of manufacture

Use by YYYY-MM-DD

For contact Americas

Tel: + 1-866-848 7687
support.us.fertility@vitrolife.com

Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa
Tel: +46-31-721 80 20
support.fertility@vitrolife.com

HertART ApS, Gustaf Wimers gata 2, SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden (visiting address), Box 9080, SE-400 92 Göteborg, Sweden (postal address). Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood, CO 80110, USA. Vitrolife Pty. Ltd., Level 10, 68 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia. www.vitrolife.com

Manufacturer HertART ApS, Västra Frölunda, Sweden Made in China

CE 2797
Conforms European

Vitrolife

