

CA2 B C
CA2

For USA: **CONTENT**
B: CAPSO 557 mmol/L;
 NM-BAPTA 2 mmol/L
 pH 10.0
C: EDTA 7.5 mmol/L
 pH 7.3

Calcium Gen.2
cobas c systems

REF 05168449214
 System-ID 05 7476 6

CONTENT 2250

2-8 °C **IVD**

dialog.roche.com **CE** 0123

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Str. 116
 D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 Made in China

LOT 00000000
 2000-01-31

COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

Roche

cobas 02

04432012001(3)


(1)




(2)

CA2 **REF** (240)05168449214 For USA: Rx only

LOT (10)00000000
 2000-01-31
 2000-01-01

UDI 

GTIN (01)07613336161654

For USA: Store upright 

EU: +800 5505 6606
 USA: +1 800 4282336

Roche

02

(3)

Nhãn sản phẩm

CA2 (05168449214)

Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

CA2

Mã sản phẩm: 05168449214

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,


Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd., No. 259
Zhongyuan Road, 215028 Suzhou, Jiangsu,
Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991