

HDLC4 B C

HDLC4

For USA: **CONTENT**
 B: TAPSO buffer 62.1 mmol/L,
 pH 7.27; polyanion 1.25 g/L;
 EMSE 1.08 mmol/L;
 AOD (cucurbita) ≥ 50 µkat/L;
 POD (horseradish) ≥ 166.7 µkat/L
 C: Bis-Tris buffer 20.1 mmol/L,
 pH 6.70;
 CHER (microorg) ≥ 7.5 µkat/L;
 CHOD (rec.) ≥ 7.17 µkat/L;
 CHOD (microorg) ≥ 76.7 µkat/L;
 POD (horseradish) ≥ 333 µkat/L;
 4-amino-antipyrine 1.48 mmol/L

HDL-Cholesterol Gen.4
cobas c systems
REF 07528582214
 System-ID 05 7589 4
CONTENT 500
 2-8 °C **IVD**
 dialog.roche.com **CE** 0123

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Str. 116
 D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 Made in China

LOT 00000000
 2000-01-31

Roche

cobas 03

0445202001(3)

(1)




(2)

HDLC4 **REF** (240)07528582214 For USA: Rx only

LOT (10)00000000
 2000-01-31
 2000-01-01

For USA: Store upright

UDI 

GTIN (01)07613336162712

EU: +800 5505 6606
 USA: +1 800 4282336

Roche

02

(3)

Nhãn sản phẩm

HDLC4 (07528582214)

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ
HDL-cholesterol**

HDLC4

Mã sản phẩm: 07528582214

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,


Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd., No. 259
Zhongyuan Road, 215028 Suzhou, Jiangsu,
Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem LOT ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991