

**ALP2** B C

**ALP2**

For USA: **CONTENT**  
**B:** 2-amino-2-methyl-1-propanol 1.724 mmol/L, pH 10.44  
Mg acetate 3.83 mmol/L;  
zinc sulfate 0.766 mmol/L;  
N-(2-hydroxyethyl)-ethylene-diamine triacetic acid  
3.83 mmol/L  
**C:** p-Nitrophenyl phosphate  
132.8 mmol/L, pH 8.50

Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2  
**cobas c** systems  
**REF** 05166888214  
System-ID 05 6760 3  
**CONTENT** 1050  
**2-8 °C** **IVD**  
[dialog. Roche.com](http://dialog. Roche.com) **CE** 0123

H315,H319,P264,  
P280,P302+P352,  
P332+P313,P337+  
P313,P362+P364

Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
Made in China

**LOT** 00000000  
**2000-01-31**

**Roche**

**cobas** 04

06781411001(01)


(1)



(2)


**ALP2** **REF** (240)05166888214 For USA: Rx only

**LOT** (10)00000000  
**2000-01-31**  
**2000-01-01**

**UDI** 

**GTIN** (01)07613336161593

**Roche**

For USA: Store upright 

EU: +800 5505 6606  
USA: +1 800 4282336

**02**

(3)

**Nhãn sản phẩm**

**ALP2 (05166888214)**

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline  
phosphatase**

**ALP2**

**Mã sản phẩm:** 05166888214

**Số lưu hành:**

**Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:**

Công ty TNHH Roche Việt Nam


Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,


Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

**Chủ sở hữu:** Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer  
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

**Nhà sản xuất:** Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd., No. 259  
Zhongyuan Road, 215028 Suzhou, Jiangsu,  
Trung Quốc

**Xuất xứ:** Trung Quốc

**Hướng dẫn bảo quản:** xem  , **Số lô:** xem **LOT** ,

**Hạn sử dụng:** xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)  
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991