

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ

Địa chỉ: Tầng 3, Số 116 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIM TIÊM DÙNG MỘT LẦN

1. Giới thiệu sản phẩm

- Ống kim làm từ thép không gỉ, có mài vát một đầu, đầu còn lại gắn vào đốc nhựa, có chiều dài và đường kính ống tùy theo số kim.
 - Đốc nhựa làm từ nhựa PP, có kích thước vừa để cắm chặt với đầu syringe, có màu sắc tùy theo cỡ số kim.
 - Nắp kim làm bằng nhựa PP trong suốt để bảo vệ đầu kim.
- Tất cả đựng trong túi blister có in hướng dẫn sử dụng, hạn dùng và được tiệt trùng bằng khí E.O

2. Chỉ định

Dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm, dùng để lấy máu, lấy thuốc hoặc tiêm truyền thuốc

3. Cảnh cáo và thận trọng

- Sản phẩm dùng một lần.
- Sản phẩm nên sử dụng ngay sau khi mở bao gói.
- Không sử dụng khi bao bì bị hở.

4. Hướng dẫn sử dụng

- Bóc kim tiêm ra khỏi bao bì
- Cắm đầu đốc nhựa vào syringe để lấy thuốc, lấy máu hoặc tiêm, truyền cho bệnh nhân.

5. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở



GIÁM ĐỐC

Lorân Đình Lành