

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÔNG GÒN CUỘN DÙNG TRONG NHA KHOA



Hướng dẫn sử dụng :

- Kiểm tra bao bì của hàng hoá, và cũng kiểm tra xem sản phẩm còn thời hạn sử dụng.
- Dùng bông gòn cuộn cô lập chiếc răng điều trị
- Bông nha khoa được sử dụng để tẩy trắng răng, sâu răng, hoặc chất trám;
- Làm việc trong thời gian lâu, có thể để những cuộn bông ở hàm trên, đặt bông vào ngách má ở giữa mặt má và mặt ngoài các răng ổ
- Quy cách đóng gói : 15cuộn/bịch/300gr

Giám Đốc



Nguyễn Thị Túy Hà