

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Xác nhận bằng chữ ký số
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Chi

Chủ sở hữu sản phẩm: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

Cơ sở sản xuất: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, USA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch

Access Immunoassay System Reaction Vessels

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chủng loại sản phẩm: Access Immunoassay System Reaction Vessels

Mã sản phẩm: 81901

Quy cách đóng gói: Hộp 16 khay x 98 cái

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Giếng phản ứng được thiết kế để sử dụng trong các quy trình xét nghiệm chẩn đoán in vitro thực hiện trên các máy phân tích miễn dịch dòng Access.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng.

Nạp giếng phản ứng vào bộ phận nạp trên thiết bị, máy sẽ tự động sắp xếp và vận chuyển đến bộ phận tương ứng. Xem Hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thông tin chi tiết.

BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ 8 – 30°C.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Tuân thủ quy trình GLP khi thực hiện các quy trình xét nghiệm.

Sử dụng găng tay khi thao tác với sản phẩm để tránh gây tạp nhiễm giếng phản ứng.