

LAMB2 B C



LAMB2

For USA: **CONTENT**
B: TRIS/HCl buffer 50 mmol/L, pH 8.0; PEG 7 %
C: Polyclonal anti-human lambda antibody (goat), dependent on titer; TRIS/HCl buffer 20 mmol/L, pH 7.5

Tina-quant Lambda Gen.2
 COBAS INTEGRA / **cobas c** systems

REF 06749992190
 System-ID 07 6813 8

CONTENT ▽ 100
 2-8 °C **IVD**

 dialog.roche.com  0123

TINA-QUANT, COBAS INTEGRA, COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Str. 116
 D-68305 Mannheim


Distribution in USA by:
 Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 Made in Germany

LOT 00000000
 2000-01-31

cobas[®] 03

04432002001(3)



Pos.1 - 06749992101 - V3






Ser.No. 00001 **LAMB2** 06749992 190 03


Pos.2 - 06749992102 - V3

LAMB2 **REF** (240)06749992190 For USA: Rx only

 2000-01-31
 2000-01-01

 For USA: Store upright **UDI** 

 EU: +800 5505 6606 **LOT** (10)00000000
 USA: +1 800 4282336 **GTIN** (01)04015630933594

 05

Pos.3 - 06749992103 - V5

Nhãn sản phẩm

LAMB2 (06749992190)

**Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin
miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ
lambda**

LAMB2

Mã sản phẩm: 06749992190

Số lưu hành:


Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:


Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , **Số lô:** xem ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991